

# Genia doseringsprøyte

Genia manuell doseringsprøyte egner seg særlig godt for mindre besetninger.

Sprøyta kan reguleres fra 0–20 ml.

Doseringen er synlig på den gjennom-siktige, graderte sylindere.



Genia manuell doseringsprøyte

## BRUK AV SPRØYTA

1. Rist medisinen godt og hell den i en ren kopp.
2. Doseringen kan reguleres fra 0 til 20 ml.  
Trykk stempels ytterende til ønsket doseringsvolum og lås det der ved hjelp av låseringen bak håndtaket.
3. Når du først trykker inn stempelet, og så fører munnstykket ned i medisinbeholderen, suges den innstilte medisinmengden inn i sprøyta når håndtaket slippes tilbake.
4. Ved utdosering til dyret, trykk håndtaket inn til det stopper.

## STELL OG VEDLIKEHOLD

### Før bruk

Fordi silikonoljen kan fordampe under lagring, anbefales det å smøre sylindere, stempelpakning og føringsleidene for det bakre håndtaket før sprøyta tas i bruk.

Smør **aldri** doseringsprøyta med matolje eller lignende; dette virker uttørrende.

Silikonoljen som følger med har riktig viskositet og kan brukes på alle bevegelige deler i sprøyta.

### Under bruk

Skal sprøyta brukes sammenhengende over lang tid, så smør stempelpakningen med jevne mellomrom. Det enkleste er å skru av munnstykket og smøre to dråper silikonolje direkte på stempelpakningen.

Riktig vedlikehold og rengjøring sikrer optimal funksjon og forlenger sprøytes varighet.

### Etter bruk

Av hygieniske grunner, og for best mulig funksjon, må doseringsprøyta **demonteres og vaskes godt i varmt vann etter hver gang den har vært i bruk.**

Om rengjøring utelates, vil medisinrester forstene seg og sprøytes funksjon bli dårligere.

Når sprøyta er rengjort og tørket, setter du inn sylindere, stempelpakning og føringsleider for håndtaket med noen dråper silikonolje.

Etterpå trykkes håndtakene sammen noen ganger for å spre oljen jevnt utover sylinderveggen.

# Genia doseringsprøyte

## VEDLIKEHOLD AV STEPELPAKNING

Stempelpakningen vil etter en tids bruk svulle ut som følge av oppmetting av silikonolje.

Demonter pakningen fra stampelet, tørk av den og la den tørke helt.

Etter noen dager vil den gå tilbake til sin opprinnelige størrelse og er igjen brukbar.

Om nødvendig, skift stempelpakning for å oppnå riktig funksjon.

## DELENE I GENIA DOSERINGSSPRØYTE

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Munnstykke     | 7. Overgangssokkel |
| 2. Kontramutter   | 8. Fremre håndtak  |
| 3. O-ring         | 9. Stempelfjær     |
| 4. Sylinder       | 10. Bakre håndtak  |
| 5. Stempel        | 11. Justeringsring |
| 6. Stempelpakning | 12. Silikonolje    |

Trenger du nye deler til din Genia doseringsprøyte, kan delene kjøpes enkeltvis hos OS ID®.

Kontakt vår kundeservice hvis du har spørsmål om sprøyta, eller vil kjøpe nye deler.

