



Skicka till:
OS ID Stallmästaren
Skaragatan 110
531 33 Lidköping

Maila/scanna:
order@stallmastaren.se

Kundtjänst: 0510-204 45

**Mer information om våra
öronmärken finns på:**

www.stallmastaren.se

Beställning av öronmärken med egen text

SE: |.....|.....|.....|.....|.....|.....|

Datum:.....

Namn och leveransadress (Texta tydligt)	Person-/org.nummer (Krävs)
	-
	Telefonnummer
E-post	

Startkostnad 99 kr för beställningar som undertiger ett värde av 300 kr, frakt från 39 kr. Samtliga priser exkl. moms.



Junior tång, passar samtliga utom Micro







_____ st, 215 kr



Micro tång, endast Micro märken

_____ st, 195 kr

ANTAL TECKEN INKL. MELLANRUM, TEXTA TYDLIGT

	Hon-del (framsida)	Han-del (baksida)	
Stor 57 * 59 mm 6,35 kr	 Övre rad: ----- Nedre rad/uppräkning: ----- ----- Max 8 tecken	 Övre rad: ----- Nedre rad/uppräkning: ----- -----	Antal: ----- Färg: -----
Små 42 * 48 mm 5 kr	 Övre rad: ----- Nedre rad/uppräkning: ----- ----- Max 10 tecken	 Övre rad: ----- Nedre rad/uppräkning: ----- -----	Antal: ----- Färg: -----
Mini 34 * 41 mm 4,55 kr	 Övre rad: ----- Nedre rad/uppräkning: ----- ----- Max 10 tecken	 Övre rad: ----- Nedre rad/uppräkning: ----- -----	Antal: ----- Färg: -----
Rund Ø 28,5 mm 5,50 kr	 Övre rad: ----- Nedre rad/uppräkning: ----- ----- Max 18 tecken	 Övre rad: ----- Nedre rad/uppräkning: ----- -----	Antal: ----- Färg: -----
Signal 16 * 65 mm 3,75 kr	 Sida 1 Sida 2		Antal: ----- Färg: -----
	Max antal tecken 12 inkl mellanrum		Sida 1: Sida 2:
Micro 9 * 35 mm 3,35 kr	 Sida 1 Sida 2		Antal: ----- Färg: -----
	Max antal tecken 12 inkl mellanrum		Sida 1: Sida 2:

Vänd blad för se alla färgalternativ →

Färgval


Stor	Små	Mini	Rund	Signal	Micro
Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul
Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå
Vit	Vit	Vit	Vit	Vit	Vit
Röd		Röd	Röd	Röd	Röd
	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
	Lila	Lila	Lila		Lila
		Rosa	Rosa		Rosa

Rätt tång och nål till dina öronmärken

Combi 3000 finns i flera storlekar men med samma låsning. Det gör att du kan skifta märkestyp utan att behöva byta tång. För applicering av Combi 3000 märket används vår **Combi Junior tång** (2011, svart) och **Combi junior nål** (20mm, svart).

Combi märket är i mjukare material med förstärkt hals som gör att den tål en högre belastning. Låsningen ger en lätt rotation mellan hon-del och handel som minimerar risken för irritation och infektion. Sårytan läker snabbt och den stängda märkesspetsen förhindrar bakterietillväxt.

Man hör ett tydligt klick vid i sättningen när märket sitter i lås. Även rotationen av hon- och handel visar att märket sitter i korrekt om de snurrar med lätthet.



Rätt placering i örat



Till micro öronmärke används endast Microtång, ingen nål behövs i denna tång.

Besök vår hemsida för mer information om våra öronmärken och tänger www.stallmastaren.se